



Geleider voor houten apotheekkasten

Technische Fiche

Vollauszug Hochschrank Box
Full extension runner Hochschrank Box
Extension complète pour Hochschrank Box

Art. Nr.
100.0378.xx
100.0091.xx
100.0092.xx
100.0094.xx
100.0095.xx
100.0096.xx
100.0097.xx
100.0098.xx
100.0089.xx

Softstopp Option

Deckel zum Schrank
Top of cabinet
Partie supérieure de l'armoire

Deckel zum Auszugsteil
Top of extended part of cabinet
Partie supérieure de la partie extensible de l'armoire

Boden zum Auszugsteil
Bottom of extended part of cabinet
Fond de la partie extensible de l'armoire

Boden zum Schrank
Bottom of cabinet
Fond de l'armoire

Durchgangslöcher Ø 6
Through holes Ø 6
Trous à travers Ø 6

Boden für Befestigung des Auszuges verstärken!
Reinforce bottom of cabinet for fixing of the extension!
Consolider fond de l'armoire pour fixer l'extension!

DVA-200-	A	B	C	D
1000-x	224	224	224	160
900-x	224	224	224	160
800-x	224	224	224	
700-x	224	224	160	
600-x	224	224		
535-x	224	224		
495-x	224	160		
450-x	224	160		
390-x	224	96		

DVA-200-	E	F	G	H	max	T min.	Art. Nr.
1000-x	665	735	490	935	120	1010	100.0089.xx
900-x	702	753	440	835	120	910	100.0098.xx
800-x	602	653	390	735	120	810	100.0097.xx
700-x	502	553	340	635	120	710	100.0096.xx
600-x	402	453		535	150	610	100.0095.xx
535-x	321			465	150	540	100.0094.xx
495-x	265			425	150	500	100.0092.xx
450-x	252			385	150	460	100.0091.xx
390-x	202			325	150	400	100.0378.xx